



Emulsions-Pflegekoffer

mit folgendem Inhalt:

- Thermometer zur Bestimmung der Probentemperatur
- Nitrit-Teststäbchen (100 St.)
- Nitrat-Teststäbchen (100 St.)
- ph-Teststäbchen (100 St.)
- Wasserhärte-Teststäbchen (100 St.)
- Plastikbecher für Probeentnahme
- Plastikflaschen für Probeentnahme (3 St.)
- Pflegeplan für Kühlschmierstoffe
- Wartungsplan
- Technische Regeln TRGS 611
- Bedienungsanleitung Handrefraktometer
(siehe im Deckel unter der Noppenvorlage)

